



**ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ МЕДГАЗОВ**



CE 1011

Шланги соединительные для медгазов предназначены для монтажа на больничных объектах. Шланги устанавливаются в газорегуляторных станциях медгазов как эластичные соединения высокого давления. Позволяют подсоединить баллон со сжатым медицинским газом к сборному коллектору в газорегуляторной станции медгазов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

максимальное рабочее давление: 20 Мпа

номинальное рабочее давление: 15 Мпа

длина Соединительного шланга: 750 мм

соединительные шланги соответствуют требованиям Директивы 93/42/ЕЕС по медицинскому оборудованию

соединительные шланги как медицинские изделия класса IIa маркированы знаком СЕ с номером сертифицирующей организации

соединительные шланги соответствуют требованиям норм: EN ISO 21969,

выполнены в соответствии с требованиями медицинской директивы 93/42/ЕЕС класс IIa

Вид соединительного шланга	Маркировка	Цвет маркировки	Код
Шланг соединительный для кислорода	(O ₂)	Белый	LB-O2
Шланг соединительный для кислорода с манометром	(O ₂)	Белый	LB-O2/M
Шланг соединительный для сжатого воздуха	Air	Черно-белый	LB-AIR
Шланг соединительный для закиси азота	(N ₂ O)	Синий	LB-N2O
Шланг соединительный для углекислого газа	(CO ₂)	Серый	LB-CO2

- ИЮНЬ 2007 ВРОЦЛАВ -

INMED-Karczewscy s.c.
ul. Jantarowa 18/1
53-330 Wrocław
POLSKA / ПОЛЬША

тел.: +48 71 3610704, +48 71 7199696, +48 71 7227704

факс: (71) 361 07 04

e-mail: inmed@inmed.pl

www.inmed.pl

