

**W skład systemu rurociągowego dla gazów medycznych wchodzi:**  
(Użycie poszczególnych elementów zależne jest od opcji)

**1. Rurociągi**

(wykonywane z rur miedzanych okrągłych bez szwu dla gazów medycznych wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN 13348:2004)

**2. Zawory odcinające**

- Skrzynki zaworowe / Zespoły kontrolno - informacyjne gazów medycznych (SZKG-1, SZKG-2, SZKG-3, SZKG-4, SZKG-5)

**3. Jednostki zaopatrzenia medycznego**


- Tablice poboru gazów (TPG-P, TPG-N)  
- Systemy zasilające dla intensywnego nadzoru (SZIN-HN, SZIN-VN, SZIN-HW, SZIN-VW, SZIN-WS )

Potwierdzam, że powyższe informacje są poprawne według mojej najlepszej wiedzy.

Miejscowość ...**WROCŁAW** .....

Data .....**21.02.2007**.....

Nazwisko .....**KARCZEWSKA KRYSTYNA**.....

**inż. Krystyna Karczewska**  
Podpis.....  
**PREZES**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
ul. Zabkowska 41, 03-736 Warszawa  
REGON 015249601  
( 18 )